

Bestellbogen

Dynamic GPS Baby-Line



Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!

Bitte als PDF per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

Angebot Bestellung


Sanitätshaus/Ansprechpartner:			
Adresse:			
abweichende Lieferadresse:			
Name des Patienten:			
Körpergröße:	Alter:	Gewicht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
<input type="checkbox"/> Folgeversorgung	<input type="checkbox"/> Erstversorgung		



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Dynamic-GPS-Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
2. Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
3. An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
4. Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Name des Patienten: _____



- Längenmaße
- Umfangmaße
- grün markiert:**

bei den Maßen
R/L2, R/L3 und R/L 14
bitte 5% Maßzugabe

Maß K = _____

(Länge von Höhe Maß A ventral, zu Höhe Maß A dorsal durch den Schritt gemessen)



DGPS Baby-Line

Dynamic GPS Baby-Line


Standardspezifikation:

- Nur Grundmaterial
- Gepolsterte Schulterträger mit abgerundeten Ecken, die so gestaltet sind, dass der raue Teil des Klettverschlusses die Haut nicht berühren kann.
- Durchgehend Klettverschlüsse an den Seiten der Orthese zum vollständigen Öffnen
- Durchgehend Druckknöpfe im Schrittbereich

individuelle Zusatzoptionen

TCS

Verstärkungslage ventral am Rumpf, um einer Überstreckungshaltung entgegen zu wirken (eine Kombination von **TCS** und **TPN** hilft eine bessere Rumpfsymmetrie zu erreichen)




Vorderansicht

Anzahl

DGPS-TCS (max. 2) _____

TPN

Verstärkungslage dorsal am Rumpf, um einer Beugehaltung entgegen zu wirken (eine Kombination von **TCS** und **TPN** hilft eine bessere Rumpfsymmetrie zu erreichen)




Rückansicht

Anzahl

DGPS-TPN (max. 2) _____

LSE

Silikonstreifen an den Beinabschlüssen




Vorderansicht

Rückansicht

DGPS-LSE _____

SLN



weiche Einfassung rund um den Halsausschnitt




Vorderansicht

Rückansicht

DGPS-SLN _____

<p>TRN Rundhalsausschnitt</p>  <p>Vorderansicht</p> <p>DGPS-TRN <input type="checkbox"/></p>	<p>TVN V-Ausschnitt (bitte Maß V angeben)</p>  <p>Vorderansicht</p> <p>DGPS-TVN <input type="checkbox"/></p>
---	--

Aussparungen für PEG-Sonden (Aufpreis)



DGPS-TBF	Abdeckung ähnlich dem Eingriff einer Boxershorts
DGPS-TGHF	runde Öffnung mit Abdeckung, verschlossen durch Klett-/Flauschband
DGPS-TGH	einfache runde Öffnung
DGPS-TGHO	einfache ovale Öffnung

WICHTIG: Festlegung der Position während der Zwischenanprobe!

Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Grundmaterial	2 Lycralagen	3 Nahtfarben
 Beige <input type="checkbox"/>	 Beige <input type="checkbox"/>	 Beige <input type="checkbox"/>  Hellgrün <input type="checkbox"/>
 Flieder <input type="checkbox"/>	 Flieder <input type="checkbox"/>	 Flieder <input type="checkbox"/>  Orange <input type="checkbox"/>
 Dunkelblau <input type="checkbox"/>	 Dunkelblau <input type="checkbox"/>	 Dunkelblau <input type="checkbox"/>  Gelb <input type="checkbox"/>
 Schwarz <input type="checkbox"/>	 Schwarz <input type="checkbox"/>	 Schwarz <input type="checkbox"/>  Cerise <input type="checkbox"/>
 Weiß <input type="checkbox"/>	 Weiß <input type="checkbox"/>	 Weiß <input type="checkbox"/>  Dunkelgrün <input type="checkbox"/>
 Rot <input type="checkbox"/>	 Pink <input type="checkbox"/>	 Pink <input type="checkbox"/>  Dunkellila <input type="checkbox"/>
 Dunkelgrün <input type="checkbox"/>	 Rot <input type="checkbox"/>	 Rot <input type="checkbox"/>  Hellblau <input type="checkbox"/>
 Dunkellila <input type="checkbox"/>	 Hellrosa <input type="checkbox"/>	 Hellrosa <input type="checkbox"/>
 Hellrosa <input type="checkbox"/>	 Hellblau <input type="checkbox"/>	
 Hellblau <input type="checkbox"/>		
Zusätzlich zur Grundfarbe:		
 Sweetheart* <input type="checkbox"/>		
 Iceage* <input type="checkbox"/>		

*(nur ventral am Rumpf möglich)

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum: _____ Ansprechpartner: _____

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH